



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Informace o odběru na kultivační vyšetření - průkaz *Bordetella pertussis/parapertussis*

Postup: Před odběrem je vhodné se pacienta dotázat na pocit ucpaného nosu, odebírat z nosního průduchu, který pacient vnímá jako lépe průchodný.

Tampón jemně zasouváme přes nosní průduch těsně podél nosní přepážky a po spodní stěně nosní dutiny až k zadní stěně nasofaryngu (přibližně 10 cm v závislosti na věku pacienta, pokud dojde k řhání, byl tampón zasunut příliš hluboko). Několikrát jemně pootočíme a tampón vytáhneme.

U dětí je nutná fixace, odběr je velmi nepříjemný.

Postup podle Laboratory Manual for the Diagnosis of Whooping Cough caused by *Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis*, update 2014; WHO/IVB/14.03;
www.who.int/iris/.../1/WHO_IVB_14.03_eng.pdf

Obrázek podle Manual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases, 2015;
<http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt10-pertussis.html>

Aktualizováno 9.12.2015