



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Schéma na odběry v případě těžkých průběhů chřipkové infekce

Bezprostředně po odběru a během transportu do vyšetřující laboratoře se vzorek uchovává při +4°C, nemrazí se. Při teplotě +4°C může být až 48 hodin od odběru. Nad 48 hodin od příjmu se materiál uchovává minimálně při -20°C.

[Odběry v případě těžkých průběhů chřipkové infekce, sezóna 2012-13.pdf](#) (16,04 KB)