



Příprava pŮd EUCAST

Jak připravit půdy pro vyšetření MIC a diskovou difuzní metodu.

Základem pro vyšetření antibiotické citlivosti EUCAST je MH agar a MH bujon, pro nenáročné bakterie bez suplementů, a obohacený suplementy pro náročné bakterie (*streptokoky*, *Haemophilus influenzae*, *Campylobacter* a další). Obohacené pevné půdy se označují jako MH-F agar, obohacený bujón jako MH-F bujon.

[Příprava ploten a bujonu pro vyšetření citlivosti](#) (81.39 KB) EUCAST v 7.0 (58.93 KB)
(verze 7.0 platná od 1. ledna 2022)