



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

## Vyhlášení EHK 901 - Identifikace herpetických virů

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe! O této skutečnosti je třeba informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků ani svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky pošlete na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje 5 lyofilizovaných vzorků na identifikaci herpetických virů. Vzorky uložte při teplotě 2- 8 °C a zpracujte jako běžné klinické vzorky. Vzorky před inokulací rozpusťte v 1 ml sterilní vody pro tkáňové kultury. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna vlastním zpracováním (lyofilizace).

Vzorky byly připraveny kolektivem pracovníků virologických laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie, kontaktní osoba , tel. 267 082 247, klara.labska@szu.cz .

Upozorňujeme, že vzorky nejsou určeny k průkazu virové DNA metodou PCR.

Vyhodnocení: za 1 vzorek 2 body.

**Výsledky zašlete AP CEM nejpozději do 6. 11. 2015.**

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu příslušné EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.