



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Validované breakpointy pro krátkou inkubaci diskové difúzní metody přímo z pozitivních hemokultivačních lahvíček.

Pro odečítání inhibičních zón a interpretaci výsledků rychlého vyšetření antibiotické citlivosti přímo z lahvíček pro kultivaci krve po 4, 6, 8 nebo 16-20 hodinách se vždy používají **Tabulky breakpointů RAST** (viz níže), nikdy se nepoužívají standardní Tabulky breakpointů EUCAST vyžadující inkubaci 16 - 20 hodinách (běžné tabulky breakpointů EUCAST).

[Breakpoint tables for Rapid AST directly from blood culture bottles, v 5.1](#) (Excel-table for screen; 3. května 2022), český překlad " [Tabulky breakpointů pro rychlé vyšetření antibiotické citlivosti přímo z hemokultivačních lahvíček](#)" (v 5.1.; 211,56 KB)