

EHK – 583 sérologie

Stanovení antistreptolysinu O - neutralizační metoda

Externího hodnocení kvality se zúčastnilo celkem 36 laboratoří.

Každé laboratoři byly zaslány čtyři zakódované vzorky sér.

Bodování výsledků titrací

2 body - titr ASO NRL \pm zhruba 10% rozdíl titru

1 bod - titr ASO NRL \pm zhruba 20% rozdíl titru

0 bodů - titr ASO NRL značně odlišný od NRL

Maximálně dosažitelný počet bodů : 8

Počet bodů nutný pro splnění požadavků kvality: 6-8

ASO protilátku stanovilo 36 laboratoří reagentiemi firmy ITEST plus, s.r.o.

Výsledky jsou uvedeny v tabulce

Body	8	7	6	5
Počet lab.	27	6	1	2

Celkem 36 LAB.	Splnilo 34 LAB.	Nesplnilo 2 LAB.
	95%	5%

Za všechny Vaše připomínky k realizaci příštích EHK (telefonicky i písemně) budu moc ráda.

Přeji Vám úspěšný rok 2009.

MUDr. Jana Kozáková
NRL pro streptokoky a enterokoky
Tel. 267082211
Fax. 267311454
E mail. jkozakova @ szu.cz

V Praze , 11.11.2008