

## ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VYPLNĚNÍ VÝSLEDKOVÉHO LISTU:

### 1) INFORMACE K PROGRAMU

Informace o použitých soupravách a jednotlivé vzorky jsou v záložkách nahoře. Přepínání mezi jednotlivými záložkami je pomocí myši.

Pohyb mezi poli určenými k vyplnění je možný pomocí myši nebo Tabelaťoru (pohyb o políčko zpět pomocí myši nebo Shift+Tab).

Pro uložení dat na server v SZÚ se musí použít tlačítko „Zapsat“ (na Váš počítač se nic neukládá). Po správném zápisu na datový server se v horní části zobrazí modrá informativní hláška „Data uložena“ a vpravo nahoře se objeví datum a čas uložení.

Při přepnutí na jiný blok markerů a před tiskem se data automaticky ukládají.

Stránka se musí uložit do přibližně 30 minut od otevření formuláře ! V případě překročení časového limitu budete vyzváni, abyste se znovu přihlásili.

Kontrola uložených dat je možná po zavření formuláře a znovupřihlášení.

Data je možno ukládat průběžně, při dalším přihlášení se nabídnou uložená data, která lze znovu editovat.

### 2) Záložka EBV EIA

SLOUPCE "OD" (Optická densita) a "CO" (Cut-off)

Pokud používáte destičkový test ELISA, vyplňte oba sloupce.

Pokud používáte automatizovaný test, jehož výstupem je poměr OD/CO nebo jiný jednočíselný výsledek uveďte tuto hodnotu do sloupce "jednotky /ml" ". Sloupec "CO" a "OD" můžete ponechat prázdný. Je-li Váš výsledek natolik pozitivní, že neumožňuje přesné odečtení na fotometru, můžete do sloupce "OD" uvést slovo "OVER", nebo získanou číselnou hodnotu bez ohledu na její přesnost

Do komentáře prosím uvést jednotky Vašeho testu – např. AU, IU, IP = index positivity a jiné  
Do sloupce "Hodnocení" uvádějte pouze jedno ze tří následujících písmen:

- a) P = Pozitivní = reaktivní
- b) H = Hraniční (šedá zóna)
- c) N = Negativní = Nereaktivní

### CELKOVÁ INTERPRETACE VZORKU - POVINNÉ:

Interpretace vzorku je **povinná** a bodově hodnocená. Souhrnnou interpretaci za metody jiné než imunoblot vyplňte prosím v záložce EIA ve sloupci „celk hodn EIA/IF“. Metody typu imunoblot mají své vlastní hodnocení v záložce EBV WB.

Pro usnadnění komunikace použijte prosím následující kódy:

1. séronegativní,
2. stav po primoinfekci proběhlé v minulosti - anamnestické protilátky,
3. stav po primoinfekci proběhlé v minulosti - sérologické známky reaktivity,
4. stav po primoinfekci proběhlé v minulosti (pokud laboratoř nekomentuje reaktivaci)
5. primoinfekce.

Pokud potřebujete hodnocení rozšířit nebo komentovat výsledek v rozporu s celkovým hodnocením, použijte okno " Komentář"

### 3) záložka EBV NIF

Pokud děláte testy nepřímé imunofluorescence (NIF) uveďte titr protilátek sloupce "titr 1:Y". Je možno uvádět pouze celé číslo (např. 1:160 = 160) Při negativním výsledku nepište žádné číslo a vyplňte pouze sloupec "Hodnocení"(N,P,H) viz výše.

#### 4) záložka EBV WB

Pokud vyšetřujete metodami na principu imunoblot, zvolte záložku EBV WB. V okně zatrhněte ty antigeny, které pozitivně reagovaly se vzorkem. Opakovaným kliknutím na čtvereček před antigenem můžete zvolit možnost + nebo -. Test vyhodnoťte jako celek v sloupci „celk.hodnocení blot.“

Pro usnadnění komunikace použijte prosím následující kódy:

1. séronegativní
2. stav po primoinfekci proběhlé v minulosti - anamnestické protilátky,
3. stav po primoinfekci proběhlé v minulosti - sérologické známky reaktivace,
4. stav po primoinfekci proběhlé v minulosti (pokud laboratoř nekomentuje reaktivaci)
5. primoinfekce.

Pokud potřebujete hodnocení rozšířit nebo komentovat výsledek v rozporu s celkovým hodnocením, použijte okno " Komentář"

#### 5) VYPLNĚNÍ POUŽITÉHO TESTU

Pole "použité testy" je možné vyplnit pouze výběrem z nabídky testů (viz bod 1). Nenaleznete-li svůj test v seznamu, vyberte řádek "jiný" a vypište přesný název do komentáře.

#### 5) TESTOVÁNÍ VÍCE TESTY, TESTOVÁNÍ JINÝCH MARKERŮ:

Formulář EHK\_Lab nepočítá s testováním jakéhokoliv markeru více než jedním typem testu v jedné záložce (příklad 2 různé EIA soupravy). Případná vyšetření dalšími testy stejné metody můžete zaslat ve formě dopisu na adresu AP CEM, na skutečnost upozorněte v poli „Komentář“.

Za základ hodnocení je v případě rozporného výsledku považován test uvedený v elektronickém formuláři. Ve výsledkovém formuláři zasláném se závěrečnou zprávou dostanete komentář o úspěšnosti 2. metodou.

Do komentáře případně uveďte i výsledky vyšetření dalších markerů, které jste použili pro celkové hodnocení sérologického nálezu. Výsledky uveďte stejným způsobem jako u ostatních markerů, tj. použitý test, případně jeho šarži, výsledek a závěr.

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ NEBO NEJASNOSTÍ kontaktujte Národní referenční laboratoř pro herpesviry, (MUDr. K. Labská tel. 2 6708 2476 nebo 2247).

#### 6) PŘIPOMÍNKY K NRL:

V komentáři můžete uvést vaše připomínky ke vzorkům nebo formě vyhodnocování EHK.

7) Výsledky odesílejte přes on-line formulář, doporučujeme uchovat vyplněný formulář v tištěné podobě do zaslání závěrečné zprávy.