



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
976

PT#M/22/2017, EHK -

Sérologie Respiračních virů

Vzorky obsahují infekční klinický materiál. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky posílejte na přiloženém formuláři doporučeně. U komplement fixační reakce uveďte výsledek jako titer protilátek, při testování vzorků pomocí EIA udejte, zda se jedná o pozitivní, negativní nebo hraniční hodnotu protilátek. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Zásilka obsahuje 4 vzorky sér, k určení titru komplement fixačních protilátek proti chřipce A a B, adenovirům a RSV nebo ke stanovení přítomnosti IgG a IgM protilátek jinými sérologickými metodami. Vzorky jsou lidská séra vybraná v příslušných referenčních laboratořích Centra epidemiologie a mikrobiologie. Každý vzorek obsahuje 0,2 ml (nebo 0,5 ml na vyžádání) neinaktivovaného séra. Pro komplement fixaci doporučujeme výchozí ředění 1: 8.

Vzorky uložte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu (dlouhodobě -18°C a nižší, krátkodobě $2 - 8^{\circ}\text{C}$) a zpracujte jako běžné klinické vzorky. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna způsobem přepravy a charakterem zasílaných vzorků.

Vzorky byly připraveny kolektivem pracovníků virologických laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ pod vedením MUDr. Radomíry Limberkové, tel. 267 082 412.

Výsledky odešlete na adresu AP CEM, nejpozději do 23. 5. 2017.

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK nezúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (APCEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu.cz



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/22/2017, EHK - 976

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL Sérologie Respiračních virů

POUŽITÁ DIAGNOSTIKA

	komplement fixační antigeny
Influenza A	
Influenza B	
AV	
RSV	
	diagnostika ke stanovení IgG protilátek
Influenza A	
Influenza B	
AV	
RSV	
	diagnostika ke stanovení IgM protilátek
Influenza A	
Influenza B	
AV	
RSV	

Uved'te názvy použitých diagnostik. Tyto informace slouží k analýze výsledků z hlediska jednotlivých souprav.

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC
17043, reg. č. 7001
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady



Hodnotitel: MUDr. Radomíra Limberková

Podpis:

Dne: