



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY  
979

PT#M/24/2017, EHK -

## Sérologie *Helicobacter Pylori*

Vzorky obsahují potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky posílejte na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Zásilka obsahuje 4 x 250 $\mu$ l vzorků sér, určených ke zjištění protilátek proti *Helicobacter pylori*

Před vlastním použitím lahvičku vytemperujte na teplotu +15 až +25 $^{\circ}$ C

Materiál jemně promíchejte tak, aby se předešlo tvorbě pěny

Uzavřený kontrolní materiál uchovávejte při teplotě +2 až +8 $^{\circ}$ C

Stabilita vzorků je během transportu zajištěna konzervačními činidly (azid sodný a merthiolát)

Hodnocení je prováděno na základě konsenzuálního výsledku. Vzhledem k velké rozmanitosti používaných souprav a detekčních systémů, které hodnotí výsledek různým způsobem (titr, index, absorbance, jednotky apod.) je hodnocení kvantitativních výsledků nemožné. Hodnocení kvalitativních výsledků - maximální počet bodů 8, za každý správný výsledek 2 body (případně podmíněně správný - 1 bod.).

Vzorky připravila RNDr. Marcela Drahošová, Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové, tel. 495 832 607.

**Výsledky odešlete na adresu AP CEM, nejpozději do 13. 6. 2017.**

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK nezúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať můžeme danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

MUDr. Barbora Macková  
ved. pracoviště 2 ESPT (APCEM)  
tel. 267 082 427  
email: apcem@szu.cz



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY  
979

PT#M/24/2017, EHK -

### VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL Sérologie *Helicobacter pylori*

KÓD  
LABORATOŘE

BODY:

Datum příjmu vzorků:

Číslo vzorku	vzorek 1	vzorek 2	vzorek 3	vzorek 4
Kód vzorku *)				
IgG kvalitativní				
IgA kvalitativní				
Body				

\*) nevyplňujte

Prosíme uveďte názvy použitých souprav, čísla šarží a metodu stanovení, popřípadě stručně popište postup. Tyto informace slouží k analýze výsledků z hlediska jednotlivých souprav.

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:



Státní zdravotní ústav  
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti  
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC  
17043, reg. č. 7001  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady



Hodnotitel: RNDr. Marcela Drahošová

Podpis:

Dne: