



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/3-2/2017, EHK - 989

Sérologie *Streptococcus pyogenes* - neutralizační metoda

Vzorky obsahují potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity hodnocení a prezentování výsledků neuvádějte při hlášení svou adresu ani jméno pracovníka, který vzorek zpracovával. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. V případě zjištění poškozených vzorků po rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Výsledky posílejte elektronicky přes webové rozhraní. – viz informativní dopis. Každá laboratoř účastníci se elektronických cyklů EHK již obdržela informativní dopis se svým heslem! Výsledky zašlete nejpozději do 17. 10. 2017.

Zásilka obsahuje 4 vzorky sér, určených ke stanovení titru ASO protilátky v množství > 210 µl. Uchovávejte v lednici při 2-8°C. Stabilita vzorku je zaručena přidávkem azidu sodného.

Vzorky připravila NRL pro streptokokové nákazy, Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu, MUDr. Jana Kozáková, tel. 267082260.

Bodování výsledků titrací:

Maximální počet bodů = 8

Počet bodů nutný pro splnění požadavků EHK = 6-8

2 body - titr ASO NRL/STR: +/-10% rozdíl titru

1 bod - titr ASO NRL/STR: +/-20% rozdíl titru

0 bodů – titr ASO NRL/STR: odlišný od výše uvedených rozdílů titrů

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu příslušné EHK nezúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM.

MUDr. Barbora Macková, ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)

tel./fax 267 082 427

email: apcem@szu.cz