



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/19-2/2017, EHK - 996

Parazitologie střevní

Vzorky obsahují infekční klinický materiál. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna, vzorky 1 a 2 jsou fixovány 4% formalinem, vzorky č. 3,4 a 5 jsou trvalé preparáty.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. Každou změnu adresy nahlaste laskavě AP CEM - akreditačnímu pracovišti pro zajišťování EHK v lékařské mikrobiologii.

Výsledky pošlete na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje :

a) 2 vzorky stolic zkoncentrovaných formol-éter sedimentační metodou k určení helmintů. Před mikroskopickým vyšetřením každý vzorek dobře protřepejte, Pasteurovou pipetou přeneste 1 kapku materiálu (cca 30 μ l) na podložní sklo a přiložte krycí sklo 18x18 mm.

b) 2 trvalé preparáty k identifikaci jednobuněčných organismů. Preparáty byly připraveny z roztěrů stolic barvených Gomori trichromem nebo Heidenhainovým hematoxylinem podle Dobella.

c) 1 nefixovaný roztěr k obarvení na oocysty kokcií.

d) všechny vzorky pocházejí od osob bez cestovatelské anamnézy.

V tomto typu EHK se ověřuje pouze znalost mikroskopické identifikace autochtonních i importovaných střevních parazitů, nikoliv správnost výběru a provedení metodických postupů.

Vzorky uložte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu 2 – 8 °C a zpracujte jako běžné klinické vzorky.

Vzorky mohou obsahovat i útvary sporné, k jejichž přesnému určení je nutno použít doplňkové metody nebo si vyžádat opakovaný odběr. Uvádění takovýchto nálezů bude považováno za chybu, která může negativně ovlivnit vaše bodové ohodnocení. Uvádějte jen ty nálezy, kterými jste si zcela jisti. Malou část nafixovaných vzorků si ponechte pro případné reklamace, na které bude (po ukončení předběžného hodnocení) vyhrazen určitý časový limit.

Vzorky byly připraveny pracovníky Národní referenční laboratoře pro diagnostiku střevních parazitóz, ved. RNDr. Zuzana Hůzová, Sokolovská 60, 186 00 Praha 8, tel.: 286 889 229

Výsledky odešlete na adresu AP CEM, nejpozději **do 24.11. 2017**

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu.cz



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/19-2/2017, EHK - 996

**VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL
 Parazitologie střevní**

		KÓD LABORATOŘE		Datum příjmu vzorků:		
Číslo vzorku	DRUH (ROD) PARAZITA	STADIUM #	ROZMĚRY v μm	ZVĚTŠENÍ okul., obj.	ČETNOST @)	BODY
1 stolice						
2 stolice						
						Σ

3 roztěr						
4 roztěr						
5 roztěr						
						Σ

#) stadium : A=vajíčka, B=články, C=červi, D=larvy, E=cysty, F=trofozoity, G=ococysty

@) četnost : A=organismy přítomny v každém zorném poli, B=jeden organismus na několik zorných polí, C= organismy ojedinele na celém preparátu

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa): _____ Datum odeslání výsledků : _____

Komentář k hodnocení:

Hodnotitel: RNDr. Zuzana Hůzová

Podpis:

Dne: