

Použité testy:

I. Abbott Architect CMV IgG ; Abbott Architect CMV IgM

II. Test Line EIA CMV IgG; Test Line EIA CMV IgM

avidita CMV IgG: Test Line EIA CMV IgG

Vzorek A:

CMV IgG: negativní - I. 0,7 AU/ml; II. 0,021 S/CO

CMV IgM: negativní - I. 0,13 S/CO; II. 0,201 S/CO

Interpretace: Séronegativní

Vzorek B:

CMV IgG: pozitivní - I. 65,3 AU/ml; II. 5,78 S/CO

CMV IgM: pozitivní - I. 4,24 S/CO; II. 3,14 S/CO

avidita CMV IgG = 66,4 % - vysoká

Interpretace: aktivace latentní infekce