



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/8/2020, EHK - 1116

Sérologie leptospirózy

Vzorky mohou obsahovat potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity hodnocení a prezentování výsledků neuvádějte při hlášení výsledků svou adresu ani jméno pracovníka. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. Výsledky posílejte na přiloženém formuláři poštou. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky kontaktujte AP CEM.

Zásilka obsahuje 5 vzorků lidských a zvířecích sér určených ke stanovení protilátek proti běžným sérovarům leptospir, autochtonně se vyskytujícím v České republice, mikroskopickým aglutinačním testem. Vzorky jsou rozplněny po 0,3ml. Během transportu je stabilita vzorku zajištěna přidávkem azidu sodného. Vzorky uložte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu (dlouhodobě - 18°C a nižší, krátkodobě 2 – 8 °C) a zpracujte jako běžné klinické vzorky. Vyšetřete je sérologicky kvalitativně i kvantitativně. Séra jsou konzervována, není je zapotřebí inaktivovat.

Označení vzorků rozesílaných jednotlivým pracovištím jsou kódována, výsledky každé laboratoře jsou důvěrné. Vzorky byly připraveny pracovníky Národní referenční laboratoře pro leptospiry CEM SZÚ (akreditované ČIA pod č. 1206.4 dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a pod č. 8002 dle ČSN EN ISO 15189), ved. RNDr. Petr Kodým, tel. 267 082 2105.

Výsledky musí být odeslány nejpozději do 24. 3. 2020. Žádáme naléhavě o dodržení termínu. Očekávané výsledky budou uveřejněny 10 dnů poté na internetových stránkách SZÚ na adrese: <http://www.szu.cz/programy-kouseni-zpusobilosti-pro-mikrobiologicke-laboratore>. Zde naleznete také tento průvodní dopis a další dokumenty k sérii. Všechny dokumenty je možno z výše uvedené adresy stáhnout a vytisknout.

Po vyhodnocení série bude na stejném místě uveřejněna závěrečná zpráva. Přílohu, tj. ohodnocený výsledkový protokol, obdržíte jako dosud analogově s originální signaturou na Vaší kontaktní adresu. Pokud se rozhodnete této série neúčastnit nebo potřebujete změnit kontaktní údaje, sdělte to prosím AP CEM. Zde Vám též zodpovíme Vaše případné dotazy.

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)
tel. 267 082 258
email: apcem@szu.cz



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/8/2020, EHK - 1116

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL Sérologie leptospirózy

Kód laboratoře:

Datum příjmu vzorků:

| Číslo vzorku | Kód vzorku*) | ZJIŠTĚNÝ | VÝSLEDEK | Body*) |
|--------------|--------------|------------|----------|--------|
| | | sérovar(y) | titr MAT | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

*) Nevyplňujte

Celkem bodů:

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení v NRL:

Hodnotitel: RNDr. Petr Kodym, CSc.

Podpis:

Dne: