

Příloha 1: **Přehled výsledků jednotlivých laboratoří EHK 1217**

Kód lab.	Buněčná linie	Vzorek 1 (HSV2)	Vzorek 2 (CMV)	Vzorek 3 (HSV1)	Vzorek 4 (negativní)	Vzorek 5 (CMV)	Dosažené body/maximum
20	MRC-5	CPE za 2 dny	CPE za 4 dny	CPE za 2 dny	Bez CPE	CPE za 7 dní	10/10
20	VERO	CPE za 2 dny	Bez CPE*	CPE za 2 dny	Bez CPE	Bez CPE*	10/10
28	MRC-5	CPE za 3 dny	CPE za 5 dní	CPE za 5 dní	Bez CPE	CPE za 10 dní	10/10
28	VERO	CPE za 3 dny	Bez CPE*	CPE za 4 dny	Bez CPE	Bez CPE*	10/10
344	LEP	CPE za 3 dny	CPE za 6 dní	CPE za 3 dny	Bez CPE	CPE za 10 dní	10/10
344	CV-1	CPE za 3 dny	Bez CPE*	CPE za 3 dny	CPE za 3 dny (HSV1)	Bez CPE*	8/10
574	LEP	CPE za 2 dny	CPE za 5 dní	CPE za 2 dny	Bez CPE	CPE za 7 dní	10/10

**Nejde o chybu - CMV je kultivovatelný pouze na buněčných liniích lidského původu, či na zvířecích liniích s genetickou modifikací*

Celkové bodové hodnocení jednotlivých laboratoří v EHK 1217

Kód lab.	Maximum bodů	Dosaženo bodů	Hodnocení ¹
020	20	20	100 %
028	20	20	100 %
344	20	18	90 %
574	10	10	100 %

¹Hranice úspěšnosti pro EHK 1217 byla stanovena na 80 %

Použité zkratky:

CPE cytopatický efekt