

**EHK 1254 Sérologie CMV - Použité testy a výsledky (v tabulce podle počtu použitých testů)**

Název testu	počet výsl. protokolů	vzorek 1 správně		avidita CMV IgG	vzorek 1 nesprávně		vzorek 2 správně		avidita CMV IgG	vzorek 2 nesprávně		Chybný výsledek
		IgG	IgM		IgG	IgM	IgG	IgM		IgG	IgM	
DiaSorin Liaison CMV IgG	39	38		18	1		39		18	0		
DiaSorin Liaison CMV IgM	39		38			1		39			0	1 lab. - vzorek A - CMV IgG negativní, CMV IgM pozitivní
Abbott Architect CMV IgG	23	23		9	0		23		8	0		
Abbott Architect CMV IgM	22		22		0	0		22			0	1 lab. - vzorek B - nízká avidita CMV IgG
Test Line EIA CMV IgG	17	17		16	0		16		15	1		
Test Line EIA CMV IgM	17		17		0	0		16			1	1 lab. - vzorek B - CMV IgG negativní, CMV IgM negativní
Diesse CMV IgG/Chorus	8	8		8	0		8		8	0		
Diesse CMV IgM/Chorus	8		8		0	0		8			0	
Euroimmun CMV IgG EIA	5	4		4	1		5		4	0		
Euroimmun CMV IgM EIA	6		5		1	1		6			0	1 lab. - vzorek A - CMV IgG negativní, CMV IgM pozitivní
DPC Immulite 2000 CMV IgG Siemens	2	2		0	0		2		0	0		
DPC Immulite 2000 CMV IgM Siemens	2		2		0	0		2			0	
Roche CMV IgG Cobas	6	6		2	0		6		2	0		
Roche CMV IgM Cobas	6		6		0	0		6			0	
VIDIA Viditest CMV IgG	3	3		3	0		3		3	0		
VIDIA Viditest CMV IgM	2		2		0	0		2			0	
Abbott Alinity CMV IgG	8	8		1	0		8		2	0		1 lab. - vzorek A - nízká avidita CMV IgG
Abbott Alinity CMV IgM	8		8		0	0		8			0	
Vidas Biomérieux CMV IgG	3	3		2	0		3		2	0		
Vidas Biomérieux CMV IgM	3		3		0	0		3			0	
Platelia CMV IgG BioRad	1	1		0	0		1		0	0		
Platelia CMV IgM BioRad	1		1		0	0		1			0	
Bioplex TORC CMV IgG BioRad	1	1		0	0		1		0	0		
Bioplex TORC CMV IgM BioRad	1		1		0	0		1			0	
DiaPro CMV IgG	1	1		0	0		1		0	0		
DiaPro CMV IgM	1		1		0	0		1			0	
Novatech CMV IgG	1	1		0	0		1		0	0		
Novatech CMV IgM	1		1		0	0		1			0	
Jiný CMV IgG	1	1		0	0		1		0	0		
Jiný CMV IgM	1		1		0	0		1			0	
<b>celkem</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>116</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	