

## Pokyny k odběru stolice pro průkaz Shiga toxin - produkující *E. coli*

NRL pro *E. coli* a shigely  
SZÚ Praha  
- aktualizováno září 2022

### INDIKACE:



- pacienti se **suspektním HUS**
- pacienti s **konfirmovaným HUS**
- **kontakty** pacientů se **STEC infekcí**
- **kontrolní odběry**

### ODBĚR:



- **do sterilních zkumavek** (označeno identifiačními znaky vyšetřovaného pacienta)
- **odběr lopatičkou**
- **vzorek o velikosti 3 LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ**



### TRANSPORT:



- Vzorek uchovávat po celou dobu přepravy
- při transportu do 24hod: při 2-8°C
- při transportu nad 24hod: při -20°C (ideálně -70°C)



- Nádobky se vzorkem
- **řádně uzavřeny**
- **řádně zabaleny**
- opatřeny **žádankou**, přiložena odděleně od vzorku



- Transport možný
- **sanitou**
- **kurýrní službou** (expresní přeprava)

- Předání/ převzetí
- **v NRL ECS** do rukou **odpovědného pracovníka** (laborant, VŠ pracovník)

\* **Transport kurýrní přepravní společností:** vzorky musí být v **trojitém obalu**; na vrchním obalu musí být **jméno, adresa a telefonní spojení** na odesílatele a **jasně označena NRL**, do které je zásilka určena. Dále označení "**BIOLOGICAL SUBSTANCE**" a "**UN 3373**".