



Kontrola kvality EUCAST

Aktuální tabulky s rozmezím MIC a průměrů zón kontrolních kmenů. Změny mezi starou a novou verzí jsou popsány v úvodu, viz [Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST](#).

[Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST v 12.0](#) (237.64 KB)
(verze 12, platná od 1. 1. 2022)

Kritéria pro kontrolu kvality u anaerobních bakterií jsou až do odvolání k dispozici v souboru "[Disková difúzní metoda pro anaerobní bakterie-Příručka](#)" (79.71 KB)

[Referenční hodnoty MIC \(mg/l\) pro definované kmeny *Streptococcus pneumoniae* ze sbírky EUCAST/CCUG s rozdílnou úrovní citlivosti k beta-laktamovým antibiotikům.](#) (167.65 KB)

10 kmenů, které vykazují v hodnotách MIC různé úrovně citlivosti na betalaktamy od izolátů divokého typu až po vysoce rezistentní.